

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ COLLAXX SZÍNTERÁPIA TÁVIRÁNYÍTÓHOZ

Tisztelt Ügyfelünk,

köszönjük, hogy megvásárolta a Collaxx LED színterápiát. Minőségi osztrák termék, mely mögött folyamatos fejlesztés és kutatás áll. A LED technológián alapuló Collaxx színterápiák tiszta és intenzív fényt bocsájtanak ki. Alacsony fogyasztás, teljesen villódzásmentes működés, magas hőállóság és fényintenzitás.

Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, ne cserélje ki a távirányító elemét. Az akkumulátor egy speciális, magas hőmérsékletnek ellenálló típus, mely a távirányítóba van forrasztva. Kereskedelemben nem kapható, kizárólag a gyártó jogosult a cseréjére. Az akkumulátor szakszerűtlen cseréjére tett kísérletek közben fennáll a robbanásveszély, vagy veszélyes folyadékok kiömlése.

A 4 gombos távirányító használati utasítása



➡ Léptető gomb

Átvált a következő színre, valamint aktiválja az egyszínű üzemmódot. Egyszeri lenyomással bekapcsolja a színterápiát, folyamatos nyomva tartás mellett pedig kikapcsolja az egységet.

Automata üzemmód gomb

Átvált a következő színre, és aktiválja az automata üzemmódot. Egyszeri lenyomással bekapcsolja a színterápiát, folyamatos nyomva tartás mellett pedig kikapcsolja az egységet.

Színsorrend:

A színek a következő sorrendben változnak: piros – narancs – sárga – zöld – türkiz – kék – lila - piros... Fehér színt a fényerő maximumra állításával érhet el.

Fény intenzitás növelő gomb.

Növeli a fény intenzitását. Bekapcsolható vele a színterápia.

Fény intenzitás csökkentő gomb


Csökkenti a fény intenzitását, folyamatos nyomva tartás mellett kikapcsolja az egységet.

Fényerő fokozatok:

A sötétől a világosig a következő beállításokon megy keresztül: kikapcsolt mód – halvány tiszta színek – fényes tiszta színek – pasztell színek – fehér szín (csak egyszínű módban)



Szinkronizálás

Minden távirányítóhoz egyedi sorozatszám tartozik. A színterápiát szinkronizálni kell a távirányítóval első használat előtt. Ez gyárilag el van már végezve komplett színterápia egységcsomag esetén. Amennyiben szükségessé válik a szinkronizálás pld. távirányító csere/pótlás esetén, kérjük, járjon el az alábbiak szerint:

1. Áramtalanítsa a színterápiát
2. Várjon legalább 10 másodpercet
3. Helyezze a színterápiát újból áram alá
4. Nyomja meg a  gombot a távirányítón 10 mp-en belül azt követően, hogy újból áram alá helyezte a színterápiát. A fenti szinkronizálási eljárással hozzárendelhet egy távirányítót akár több színterápiához is.

Automatikus üzemmód programozása

A színváltási időintervallum gyári beállítása automatikus módban 5 perc. Ezt az intervallumot tetszés szerint módosíthatja az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg az automata gombot  és tartsa mindaddig lenyomva (kb. 10 másodperc), amíg a sárga fény meg nem jelenik.
2. A programozási mód ezennel aktív. Hagyja a sárgát fényt világítani mindaddig ameddig el nem szeretné indítani a következő színt. Ez az idő intervallum terjedhet 10 mp-től 4 óráig.
3. Ezután nyomja meg az automata gombot  a színváltáshoz. A beállítás ezennel módosításra került. Az automata gomb megnyomásától számított időtartam lett ezennel az új színváltási időintervallum.

Állapot memória

A színterápiának van állapotmemóriája. Amikor a színterápiát bekapcsoljuk, a kikapcsolás előtti állapot válik újból aktívá. Az állapot memória áramszünet esetén is működik. Amennyiben a kikapcsolás/áramszünet előtt az automata üzemmód volt aktív, az automata üzemmód újból elindul, piros fénnel kezdve.

Hibaelhárítás

Ha a színterápia nem reagál a távirányítóra ellenőrizze a tápegység állapotát. Amennyiben a tápegység működőképes és a hiba továbbra is fennáll hajtsa végre a szinkronizálást. Az akkumulátort 28 év készletési időre tervezték, illetve 10 millió gombaktiválásra. Emiatt kizárható annak a lehetősége, hogy a hibát az akkumulátor lemerülése okozza. Meghibásodás esetén soha ne próbálja megjavítani a hibás színterápiát! Küldje vissza a forgalmazóhoz az összes gyári tartozékával (tápegység, távirányító). Kérjük továbbá, hogy mellékelje a hiba leírását.

Garancia

A törvényben előírt garancia a számla keltétől érvényes. Ezért kérjük, mindig őrizze meg a számlát! A jótállás érvényét veszti amennyiben:

- kinyitja a színterápia, vagy a távirányító házát
- a színterápiát 125 °C-nál magasabb szauna környezetben üzemelteti
- a színterápiát idegen tápegységről üzemelteti.